

 **BEDIENUNGSANLEITUNG**
BODY SHAPE

 **MANUAL**
BODY SHAPE





WIR GRATULIEREN!

Mit dem Kauf des **BODY SHAPE** haben Sie Gesundheitsbewusstsein bewiesen. Damit Sie auf lange Zeit die Vorteile dieses Systems nutzen können, möchten wir Sie bitten, die Sicherheitshinweise aufmerksam zu lesen und zu beachten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem persönlichen **BODY SHAPE**.

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die Sicherheitsvorschriften sehr sorgfältig, bevor Sie dieses Massagegerät für eine sinngemäße Funktion verwenden. Wenn Sie irgendwelche dieser gesundheitlichen Zustände betreffen sollte, die nachstehend aufgeführt werden, suchen Sie bitte Beratung bei den jeweiligen Ärzten, bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen.

Wenn Sie:

- an einer akuten Krankheit leiden
 - an einer Herzkrankheit leiden
 - an Osteoporose leiden
 - sich in einer Schwangerschaft befinden
 - einen bösartigen Tumor haben
 - Wahrnehmungsstörung haben
 - unter ärztlicher Behandlung stehen
 - körperbehindert sind
-
- Wenn Beschwerden während des Gebrauchs des **BODY SHAPE** auftreten, suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf.
 - Um einen elektrischen Schlag oder Verletzungen zu vermeiden, erlauben Sie nicht Ihren Kindern das **BODY SHAPE** unbeaufsichtigt zu bedienen.
 - Stellen und benutzen Sie das **BODY SHAPE** nicht an Orten, die Wasser und Höchsttemperaturen ausgesetzt sind.
 - Benutzen Sie keine beschädigte Stecker, Schnüre oder lose Fassungen. Wenn Stecker oder Schnüre beschädigt sind, müssen diese vom Hersteller, vom Service-Vertreter oder von qualifiziertem Personal ersetzt werden.
 - Vermeiden Sie das Ziehen oder Verdrehen des **BODY SHAPE**. Außerdem vermeiden Sie das Platzieren von schweren Gegenstände auf ihm.

- Vergewissern Sie sich nach Gebrauch oder nach längerer Nichtinbetriebnahme, ob die Verbindung getrennt ist, um eine Gefahr eines elektrischen Schlags, Kurzschlusses oder Feuers zu vermeiden.
- Bei Disfunktion des **BODY SHAPE** trennen Sie sofort die Verbindung.
- Vermeiden Sie das Berühren des Steckers mit nassen Händen.
- Bedienen Sie das **BODY SHAPE** nicht direkt nach dem Essen, es könnte Übelkeit hervorgerufen werden.
- Die Massagezeit sollte die empfohlene Zeit von 30 Minuten nicht überschreiten, um eine übermäßige Anregung der Muskulatur und der Nerven zu vermeiden.

MEDIZINISCHE HINWEISE

Wenn Ihnen Ihr Arzt/Orthopäde die Rückenmassage nicht ausdrücklich verboten hat, können Sie ohne Bedenken die Massage des **BODY SHAPE** genießen.

Die Massagestärke erhöht sich, wenn das **BODY SHAPE** in liegende Position gebracht wird. Es wird empfohlen, sich zu Anfang in Sitzstellung massieren zu lassen.

Massieren sollte niemals als unangenehm empfunden werden.

Übertriebene Massagen können den Körper auch schädigen.

Schwangere, Kranke und Kinder sollten das **BODY SHAPE** nicht benutzen. Bei Verletzungen der Wirbelsäule oder nach Operationen kann eine Massage gefährlich sein. Im Zweifelsfall sprechen sie vorher mit Ihrem Arzt.

PFLEGEHINWEISE

Sie haben ein aus hochwertigen Materialien hergestelltes Produkt erworben. Das erfordert eine entsprechende Pflege. Vermeiden Sie direkte Sonneneinwirkung und Feuchtigkeit.

GARANTIEBESTIMMUNGEN

Der Händler gewährt auf das umseitig beschriebene Produkt eine gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistungszeit. Die Garantie gilt ab dem Kaufdatum. Das Kaufdatum ist mit dem Kaufbeleg nachzuweisen.

Der Händler wird die innerhalb Deutschlands erfassten Produkte, bei denen Fehler festgestellt wurden, kostenlos reparieren bzw. ersetzen. Hiervon nicht betroffen sind Verschleißteile wie z.B. Stoffabdeckungen. Voraussetzung dafür ist die Einsendung des fehlerhaften Gerätes mit Kaufbeleg vor Ablauf der Garantiezeit.

Der Garantieanspruch entfällt, sofern nach Feststellung eines Fehlers, z.B. durch äußere Einwirkung oder als Folge von Reparatur oder Änderung, die nicht vom Hersteller oder einem autorisierten Vertragshändler vorgenommen wurde, aufgetreten ist.


Die vom Verkäufer gewährte Garantie beschränkt sich auf Reparatur bzw. Austausch des Produktes. Im Rahmen dieser Garantie übernimmt der Hersteller bzw. Verkäufer keine weitergehende Haftung und ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch die Missachtung der Bedienungsanleitung und/oder missbräuchliche Anwendung des Produktes entstehen.

Stellt sich bei Überprüfung des Produktes durch den Verkäufer heraus, dass das Garantieverlangen einen nicht von der Garantie erfassten Fehler betrifft oder dass die Garantiefrist abgelaufen ist, sind die Kosten der Überprüfung und Reparatur vom Kunden zu tragen.

PRODUKTMERKMALE

- 10 Vibrationsmotoren
- wohltuende Wärmefunktion
- 5 Massagemodi
- einstellbare Intensität
- 4 Massagezonen, jede Zone einzeln steuerbar

DURCH DIE FERNBEDIENUNG STEuern SIE FOLGende FUNKTIONEN



BEDIENUNG

Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an die Massagematte an. Anschließend stecken Sie den Netzstecker des Netzteils an eine 230 V Steckdose an.

Zum Einschalten der Massagematte drücken Sie den ON/OFF Knopf an der Fernbedienung.

Wahl des Massagemodus

Drücken Sie zum Auswählen des gewünschten Massagemodus die Taste „MODE F1 - F5“ an der Fernbedienung. Die LED-Leuchten F1 - F5 zeigen an, welcher Massagemodus aktiviert ist. Wählen Sie zwischen 5 Massagearten.

Wahl der Massagezone

Sie können zwischen 4 Massagezonen wählen. Jede Zone kann einzeln gesteuert werden: Nacken, oberer Rückenbereich, Lendenbereich und Beine.

Drücken Sie zum Auswählen der gewünschten Massagezone die entsprechende Taste.

Einstellen der Massageintensität

Sie können zwischen 3 Intensitätsstufen wählen: niedrig, mittel und hoch.

Zum Einstellen der Massageintensität drücken Sie die Taste „Intensity“.

Die LED-Leuchten L/M/H zeigen die aktuell eingestellte Stufe an.

Wärmefunktion

Das **BODY SHAPE** ist mit einer zusätzlichen Wärmefunktion ausgestattet.

Zum Aktivieren der Wärmefunktion drücken Sie die Taste „Heat“.

Bei eingeschalteter Wärmefunktion leuchtet die LED-Leuchte „Heat“.

vorprogrammierte Timerfunktion

Das **BODY SHAPE** ist mit einer vorprogrammierten Timerfunktion ausgestattet.

Diese Funktion schaltet die Massagematte ab nach:

- 15 Minuten bei eingeschalteter Wärmefunktion.
- 30 Minuten ohne Wärmefunktion.





CONGRATULATIONS!

With the purchase of the **BODY SHAPE** you have proved consciousness for your health.

To use the advantages of this massage tool for a long time, please read the operation manual thoroughly for the correct methods of usage.

We wish you much joy with your personal **BODY SHAPE**.

SAFETY INSTRUCTIONS

Please read the safety instructions very carefully before using this massage tool. Should you have some of the following health states, please take advice by the current doctor before you take this massage chair in usage.

If you:

- are suffering acute illness
 - suffer a heart illness
 - suffer Osteoporoses
 - are pregnant
 - have a malicious tumour
 - difficulties in perception
 - are getting medical treatment
 - are physically handicapped
-
- If aches arise during the use of the **BODY SHAPE** visit a doctor please immediately.
 - In order to avoid an electric shock or injuries, do not permit your children use the **BODY SHAPE** unsupervised.
 - Do not use the **BODY SHAPE** at places where water and maximum temperatures are exposed.
 - Do not use damaged plugs, cords or loose versions. If plugs or cords are damaged these must be replaced by the manufacturer, qualified personnel or by the service representative.
 - Avoid pulling and rotating the **BODY SHAPE**. In addition, avoid placing heavy articles on it.

- Making sure after long use that the connection is separated in order to avoid the danger of an electric shock, short-circuit or fire.
- With non function of the **BODY SHAPE** please disconnect immediately.
- Avoid touching the plug with wet hands.
- Do not use the **BODY SHAPE** directly after the meal; it could cause nausea.
- The massage time should not exceed the recommended time of 30 minutes, in order to avoid an excessive stimulation of the musculature and the nerves.

MEDICAL REFERENCES

If your physician/therapist did not expressly forbid the back massage, you can enjoy the massage without doubts.

The massage strength increases if the **BODY SHAPE** is brought into a lying position. It is recommended to start massage in a seat position.

The massage should never be felt as unpleasant. Exaggerated massage can also damage the body.

Pregnant women, patients and children should not use the **BODY SHAPE**. With injuries of the spinal column or after operations a massage can be dangerous. In case of doubt, please speak with your doctor.

CARE

You have acquired a high-quality product, which requires the appropriate care. Avoid direct sun and high humidity.

TERMS OF WARRANTY

The dealer grants a legally prescribed guarantee time on the product. The warranty starts on the day of purchase. The purchase date is to be proven with the purchase invoice.

The dealer will repair defect products with determined errors free of charge and/or will replace it in Germany. Wearing parts e.g. material covers are not included. A condition for this is the entry of the defective product with purchase invoice before expiration of the guarantee period.

The warranty claim will be cancelled if a statement of an error, e.g. by outside effect or as consequence of repair or change which was not made by the manufacturer or an authorized contract dealer appeared.


The warranty granted by the dealer is limited to repair and/or exchange of the product. In the context of this warranty the manufacturer and/or dealer, transfers no adhesion and is not responsible for damage which results from ignoring the operating instructions and/or abuse of the product.

If it turns out with examination of the product by the dealer that the warranty demand concerns an error not included by the warranty or that the warranty term ran out the costs of examination and repair is to be carried by the customer.

PRODUCT FEATURES

- 10 vibration motors
- pleasant heat function
- 5 massage modes
- adjustable intensity
- 4 massage zones, each zone can be used separately

BY THE REMOTE CONTROL YOU CAN PILOT THE FOLLOWING FUNCTIONS:



TAKE IN USE

Examine before start-up whether the mains voltage agrees with the tension indicated on the power supply plug.

If not already done connect the mains cable with the back part of the massage chair and plug the power supply into the plug socket.

To start-up the **BODY SHAPE** press ON/OFF.

selection of the massage mode

Choose between 5 massage modes. Press the key „MODE F1 -F5“ to make a choice. The LED-lights show which massage mode is activated.

selection of the massage zone

Choose between 4 massage zones. Each zone can be used separately: neck, upper back, lumbar and legs. Press the adequate key to make a choice.

selection of the massage intensity

Choose between 3 massage intensity modes: low, middle and high.

Press the key „Intensity“ to make your choice. The LED-lights L/M/H show the chosen intensity mode.

heat function

The **BODY SHAPE** has also a heat function. Press the key „Heat“ to activate this function.

preprogrammed timer function

The **BODY SHAPE** has a preprogrammed timer function. This function switches off the **BODY SHAPE** after:

- 15 minutes, when the heat function is activated.
- 30 minutes without heat function.



